

MEDI-MANAGE
INNOVATION



Liposana 3+

Agenda

- 01 DIE GERÄTETECHNOLOGIE-
LIPOSANA3
- 02 WIRKUNG UND FUNKTIONSWEISE
- 03 EINSATZMÖGLICHKEITEN IN DER
PRAXIS
- 04 FÜR WEN GEEIGNET?

Synergien patentierter Technologien

Gepulster Ultraschall bei einer Frequenz von 3 MHz führt zu einer Kombination aus lokaler Erwärmung und Vibrationswirkung. Dies ist eine vielseitige Behandlungsmethode, die in der Sportmedizin, Dermatologie und ästhetischen Medizin eingesetzt wird und erstaunliche Ergebnisse liefert. Die Folgen einer Ultraschallbehandlung können Schmerzlinderung und die Aktivierung von Stoffwechselprozessen sein.

Elektrostimulation hat eine positive Wirkung auf das Gesicht und den Körper durch tiefe Frequenzen und Impulse. Strom wird kontrolliert ausgestrahlt, mit verschiedenen Wellenformen, gepulst, mit Frequenzen von 33 Hz bis 5.000 Hz, was ein effektives Muskel-Haut-Lifting ermöglicht. Die Phasen von Aktivierung und Entspannung wechseln sich ab, um die Wirkung zu maximieren. Sauerstoffanreicherung sowie die Revitalisierung des Gewebes sind mögliche Effekte. Elektrostimulation fördert den Stoffwchelaustausch und hilft bei der Entfernung von Giftstoffen im Gewebe.

LLLT-Laser (Low Level Laser Therapie) verwendet sechs Laserquellen pro Platte, die während der Behandlung gepulstes Licht mit einer Wellenlänge von 635 nm und einer Leistung von 672 mW abgeben. Die LLLT-Laser-Technologie dringt in die Hautbarriere ein und löst photochemische Reaktionen im behandelten Gewebe, Stoffwechselreaktionen in den Fettzellen und stoffwechselaktivierende Reaktionskaskaden im Organismus aus.

Eine Verbindung bewährter Technologien für starke Ergebnisse

Erfahrung aus mehr als 35 Jahren Forschung und Entwicklung ist in die LIPOSANA3 Frequenz-Technologie eingeflossen. Diese Technologie wurde in Italien, der Schweiz und Deutschland entwickelt.

Einzigartige Verbindung von Frequenzen aus ultraschallbasierter neuromuskulärer Stimulation, Elektrostimulation und LLLT-Laser

Die Folge: Innovative Kombination patentierter Technologien erzielt weitaus stärkere Effekte als herkömmliche Bio-Frequenz-Systeme

Liposana verbindet Medizin - Therapie - Ästhetik

Wirkung und Funktionsweise

Ultraschallbasierte, neuromuskuläre Stimulation bietet schnelle und nachhaltige Erfolge

Ergebnisse am ganzen Körper

Patentierter Ultraschall- und Elektrostimulationsplatten zusammen mit LLLT-Laser-Technologie wirken an 16 Körperstellen

Messbare Erfolge

Nutzt körpereigene Schwingungen und präzise Impedanzmessungen für schnelle, messbare Fortschritte

Lymphsystem-Aktivierung

Anregung des Stoffwechsels & Hautbildverschönerung sind mögliche Folgen der Behandlung

Aufbau der Tiefenmuskulatur

Neuromuskuläre Stimulation kann dazu beitragen, den Muskelaufbau und die sportliche Leistungssteigerung zu unterstützen

Eine ungewöhnliche Kombination

Erprobte Technologien können eindeutig messbare und sichtbar schnelle Erfolge erzielt werden

Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

Prophylaxe

- Sportmedizinische Trainings & Behandlungsmöglichkeiten
- Erhaltung oder Ausweitung der Bewegungsfähigkeit
- Muskelaufbau & Neuausbildung
- Steigerung der lokalen Durchblutung
- Aktivierung des Lymphsystems, Zell- & Stoffwechsel

Therapie

- Verbesserte Wundheilung durch Steigerung der Durchblutung
- Unterstützung bei entzündlichen Erkrankungen & Prozessen
- Unterstützung bei viszeralem Fettabbau
- Muskelaufbau & Neuausbildung
- Unterstützung bei der Linderung von Schmerzen

Ästhetik

- strahlendes Körpergefühl durch mehr Leichtigkeit
- Aufpolsterung, Gewebe- & Hautstraffung vom Körper
- Milderung von Dellen & Falten
- Revitalisierung, festeres & gestrafftes Hautgewebe
- Entspannung verpsannter Muskelpartien
- Aktivierung des Lymphsystems, Zell- & Stoffwechsel

Für wen geeignet?

Medizinische und
Therapeutische
Einrichtungen

Kliniken

Kosmetikstudios

Fitness-Studios mit
ganzheitlichem
Ansatz



Sie sind im medizinischen, therapeutischen oder ästhetischen Bereich tätig?

Ihre Herausforderung: Täglich sind Sie konfrontiert mit höchsten Anforderungen an Ihre Arbeit und angewiesen auf schnelle, messbare Ergebnisse mit Soforteffekt, Profitieren Sie von unserer Erfahrung und erreichen Sie mit uns einen Kompetenzvorsprung.

Die Technologie der Frequenzen ist eine Zukunftstechnologie, nachhaltig, innovativ und erfolgreich und für ihren Kunden nahezu Nebenwirkungs- und schmerzfrei.

Europäisches Qualitätsprodukt

Patentierete
Technologien

Ursprung in der
Medizintechnik

Zertifiziert nach
neuesten Standards -
CE - Zertifizierung

Geräte-Schulung und
NISV-Zertifizierung
erforderlich

Made in EU (Italien,
Deutschland und
Schweiz)

MEDI-MANAGE INNOVATION

Expertise meets agility

Kontaktieren Sie uns um mehr zu erfahren

Telefon: +49 6131 58887 0

Fax: +49 6131 58887 20

E-Mail: info@medi-manage.de

Webseite: www.medi-manage.de

Unsere brandneue Website wartet
auf Ihren Besuch.

