

# BEWÄHRTE TECHNIK LANGFRISTIG NUTZEN

Schnelle, zertifizierte Reparatur von Ultraschallsonden,  
MRT-Spulen und flexiblen Endoskopen



Reparatur &  
Wartung nach  
MPBetreibV



**Medi-Manage**

Innovation

Deutschland



**Medi-CENT**

Innovation

Schweiz



**Medi-Manage**  
Innovation



**Medi-CENT**  
Innovation

# SPAREN DURCH REPARATUR VON SONDEN, MRT-SPULEN UND ENDOSKOPEN

In den allermeisten Fällen lohnt die Instandsetzung von medizintechnischen Geräten. Reparieren heißt, Sie sparen im Vergleich zum Neukauf gleich mehrfach. Die Reparatur ist günstiger, und zwar bei uns mindestens 15 Prozent gegenüber den gängigen Herstellerpreisen. Und sowohl die Zeit für die Entscheidungsfindung als auch die Zeit für die zusätzliche Einweisung und Schulung entfällt. Sie können Ihre bewährte Technik weiter nutzen.

## IHRE 5 HAUPTVORTEILE BEI DER ZUSAMMENARBEIT MIT UNS:

- Bald zwei Jahrzehnte spezielle Geräteerfahrung und zahlreiche zufriedene Kunden (Kliniken und Praxen)
- Regelmäßig durch die Herstellerfirmen geschultes, hochkompetentes Service-Personal
- Durchführung von Reparaturen und sicherheitstechnischen Kontrollen nach MPG-, MedGV- und MPBetreibV-Vorgaben in hochmodernen Werkstätten
- Internationale Express-Mietgerätestellung (minimiert teure Ausfallzeiten)
- Schadensbehebung bei allen gängigen Geräte- marken und -typen durch spezialisierte Techniker bei nahezu sämtlichen Defektarten innerhalb von 2 bis 14 Tagen (abhängig vom Schadensbild)

# QUALITÄT FÜR DEUTSCHLAND UND DIE SCHWEIZ

Wir sind gerne Ihre ersten Ansprechpartner als Spezialisten für die Reparatur und für sicherheitstechnische Kontrollen medizintechnischer Diagnosegeräte in Deutschland und – in Kooperation mit Medi-CENT – auch in der Schweiz.



MAINZ, DEUTSCHLAND  
Medi-Manage Innovation GmbH

BASEL, SCHWEIZ  
Medi-CENT Innovation AG



# PROFITIEREN DURCH ERFAHRUNG, SCHNELLEN ERSATZ UND UMFASSENDE ZERTIFIZIERUNG

Zuverlässige Spitzenqualität zeichnet uns aus. Darum vertrauen Mediziner, Kliniken und Institute in Deutschland und der Schweiz auf Medi-Manage und Medi-CENT.

## Knapp zwanzig Jahre am Markt = umfassendes Know-how als medizintechnischer Servicepartner

Wir wissen aus Erfahrung, wie wichtig Termintreue und präzise Arbeit für die Diagnostik und generell im Gesundheitswesen sind. Für unsere Auftraggeber reparieren wir gründlich, effizient und ohne Kompromisse zum Wohl und zur Sicherheit von Patient, Arzt sowie Helfer.

## Unser technisches Service-Personal wird regelmäßig durch Hersteller und intern geschult

Für erstklassige Reparaturen braucht es erstklassige, motivierte und bestens ausgebildete Mitarbeiter und eine umfangreiche technische Ausrüstung. Wir legen höchsten Wert auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und kooperieren dazu mit führenden Produ-

zenten aus den Bereichen Medizintechnik und Diagnostik. In unseren nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 13485 zertifizierten Werkstätten – mit bis zu 50 Ultraschallprüfständen – werden reparierte Geräte verlässlich auf ihre Funktionalität und Qualität überprüft, ehe sie an die Kunden zurückgesendet werden.

## Durchführung von Reparaturen und sicherheitstechnischen Kontrollen gemäß MPG-, MedGV- und MPBetreibV- Vorgaben

Exaktes Arbeiten ist im Gesundheitswesen mehr als in allen anderen Branchen unerlässlich. Das Ergebnis der Reparatur muss sicher sein und Ihnen die Funktionalität des Gerätes für möglichst lange Zeit wieder zur Verfügung stellen. Und die Abläufe müssen bis ins Detail nachvollziehbar sein: aus medizinischen, aus versicherungsrechtlichen und aus kaufmännischen Gründen. Wir sind in Sachen Prozesssicherheit und Rückverfolgung seit Jahren führend.

## Express-Mietgerätstellung = keine teuren Ausfallzeiten

Bei uns gilt: Termine sind Termine. Damit Sie Ihre Patienten auch während der Reparaturzeit pünktlich untersuchen und behandeln können, sorgen wir schnellstens für den passenden Geräteersatz. In über 90 Prozent der Fälle ist das entsprechende Mietgerät innerhalb von 48 Stunden\* bereits bei Ihnen vor Ort. Denn wir haben Zugriff auf einen der größten Mietsonden-Pools Europas mit Standard-, 3D/4D- sowie TEE-Modellen.

## Instandsetzung sämtlicher Defektarten bei allen gängigen Gerätemarken und -typen

Transparenter, sicherer Service aus einer Hand. Mit uns haben Sie einen einzigen kompetenten Ansprechpartner für nahezu alle Reparaturen bei Sonden, MRT-Spulen und Endoskopen. Wir verfügen über umfangreiche technische Unterlagen auch sogar zu älteren und seltenen Gerätetypen.

Und natürlich kommunizieren wir auch klar, wenn sich die Reparatur ausnahmsweise mal nicht lohnen sollte. Dann bieten wir Ihnen auf Wunsch ein passendes Ersatzgerät an. Umfassend, kostengünstig und fair: So managen wir Gerätereparaturen und die Gerätebeschaffung für Sie.



\*vorbehaltlich Verfügbarkeit

# TRANSPARENTER UND SICHERER SERVICE AUS EINER HAND

Ob Sonden, MRT-Spulen oder Endoskope: Bei unseren Reparatur- und Wartungsservices wird Transparenz immer großgeschrieben. Das gilt gleichermaßen für die Mängeldiagnose, die Mängelbehebung, -dokumentation und -finanzierung.

Der erste Schritt im Schadensfall ist stets eine genaue Fehleranalyse und ein daraufhin folgendes detailliertes Angebot an Sie, das alle Kosten aufführt. Erst nach dem Erhalt des Kostenvoranschlages entscheiden Sie über eine Reparatur oder einen Austausch.

Bei der Auftragserteilung und Geräteüberstellung bieten wir Ihnen zur Reparaturüberbrückung ein passendes Ersatzgerät an. Lohnt die Reparatur nicht mehr, können Sie das abgegebene Altgerät als Anzahlung für ein Neugerät nutzen. Sie bekommen dann ein neues Qualitätsprodukt Ihrer Wahl zu unseren besonders günstigen Konditionen.

Ersatzgeräte für eine temporäre Nutzung erhalten Sie in der Regel spätestens 48 Stunden\* nach Eingang des Schadensfalles bei uns. Das bedeutet für Sie, dass wir Ihre Ausfallzeiten besonders kurz halten und Sie dank des Ersatzgerätes geringstmögliche wirtschaftliche Einbußen haben.


Die Garantiezeit für reparierte Geräte beträgt drei Monate bei TEE-Sonden und sechs Monate bei Standard-Sonden, eine Garantieverlängerung ist natürlich bei uns ebenfalls möglich.

Wir stehen für herstellerunabhängige Reparaturen aller Markenfabrikate – streng nach vorgegebenen technischen Spezifikationen in nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 13485 zertifizierten Werkstätten.

Sie sind an einer dauerhaften, bedarfsgerechten Gesamtlösung interessiert? Wir bieten Ihnen faire Wartungsverträge.



## DER TYPISCHE REPARATURVERLAUF:



\*optional



# MEDI-MANAGE & MEDI-CENT MANAGEN DAS FÜR SIE

Medizintechnischer Service, medizintechnisches Consulting,  
Gesundheitsleistungen und Vertrieb



Kundenzufriedenheit und langfristige Kundenbindung sind unser Maßstab seit der Unternehmensgründung zu Beginn des Jahrtausends.

Als Profis arbeiten wir für Profis. Das heißt, wir wissen um die besonderen Anforderungen und Bedürfnisse von Ärzten, Kliniken und medizinischen Versorgungszentren.

Deshalb stellen wir Ihnen bei Bedarf auch besonders rasch ein Ersatzinstrument zur Verfügung. Damit Sie Ihre Behandlungs- und Diagnostikprozesse zügig und in gewohnter Qualität fortsetzen können.

Unsere Mitarbeiter sind auf die effiziente, hochwertige und sichere Reparatur von Sonden, MRT-Spulen sowie Endoskopen spezialisiert. Selbstverständlich warten wir diese Geräte auf Wunsch auch innerhalb der jeweiligen OEM-Intervallvorgaben.

Unser Portfolio umfasst des Weiteren die Osteologie, die Schmerztherapie und das Gesundheits-Coaching. Modernste Technologien und wissenschaftlich validierte Systeme für Diagnostik und Therapie sowie Kundennähe und individuelle Beratung ergänzen sich bei uns ideal.

Mehr zu uns sowie unserem Leistungs- und Produktspektrum finden Sie auf: [www.medi-manage.de](http://www.medi-manage.de) und [www.medi-cent.ch](http://www.medi-cent.ch)



Nahezu alle  
Produzenten,  
Modelle, Ausführungen  
und Feldstärken



99-prozentige Reparatur-  
quote inkl. eingehender  
Prüfung auf Funktio-  
nalität und Qualität



Jede Art elektrischer,  
mechanischer und  
kosmetischer  
Instandsetzungen





# UMFASSENDE PRÜFUNG IHRER SONDE GARANTIERT SICHERHEIT FÜR PATIENT, ARZT UND HELFER

## IHRE VORTEILE SPEZIELL BEI SONDEN-REPARATUREN DURCH MEDI-MANAGE/MEDI-CENT

- Werkstätten zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 13485
- First Call: Transparenz im Hinblick auf Defekte am Gerät, Mängelbehebung, Reparaturdokumentation und -finanzierung
- Zugriff auf einen der europaweit größten Mietsonden-Pools mit Standard-, 3D/4D- und TEE-Modellen
- Mietsonden-Lieferung, vorbehaltlich Verfügbarkeit, innerhalb von nur 48 Stunden
- Instandsetzung nahezu sämtlicher Defektarten bei allen gängigen Geräte-marken und -typen durch spezialisierte Techniker



Defekter Knickschutz




Kabeldefekt



Beschädigte Membran



Riss im Sondengehäuse



Fehlende Membran




Beschädigte Pins



Defekter Einführungsschlauch




Abgenutzter elastischer Schlauch



Gebrochener Sondenkopf (Tip)



Zerkratzte Linse



Perforierte Membran



Poröser Abwicklungsgummi



Ihr schneller, gründlicher Rundum-Service für defekte Sonden:



### STANDARD-SONDE

- + Erneuerung der Membran
- + Erneuerung des Knickschutzes
- + Reparatur der Kabelummantelung
- + Austausch von Sondenkabeln
- + Reparatur der Steckerelektronik
- + Austausch von Kristallen
- + Neuverdrahtung von Ultraschallsonden
- + Verriegelung
- + Reparatur von Kunststoffgehäusen
- + Instandsetzung von Steckergehäusen



### 3D/4D-SONDE

- + Erneuerung von 3D/4D-Linsen
- + Reparatur von 3D/4D-Motoren
- + Öl- und Dichtheitsüberprüfung
- + Erneuerung des Knickschutzes
- + Reparatur der Kabelummantelung
- + Austausch von Sondenkabeln
- + Reparatur der Steckerelektronik
- + Austausch von Kristallen
- + Neuverdrahtung von Ultraschallsonden
- + Verriegelung
- + Reparatur von Kunststoffgehäusen
- + Instandsetzung von Steckergehäusen



### TEE-SONDE

- + Erneuerung des Abwinklugschutzes
- + Erneuerung des Knickschutzes
- + Reparatur der Kabelummantelung
- + Austausch von Sondenkabeln
- + Erneuerung der Beschichtung und Beschriftung des Einführungs-schlauchs
- + Reparatur von Bissspuren des Einführungs-schlauchs
- + Erneuerung des Einführungs-schlauchs
- + Erneuerung des Sondenkopfes



# GÜNSTIGER, SICHERER REPARATUR-SERVICE AUCH FÜR MRT-SPULEN



Spulen-Reparatur

“Medi-Manage bietet effizienten Service aus einer Hand: Kompetente Kundenbetreuung und die transparente Abwicklung des kompletten Reparaturprozesses – vom First Call über die fachmännische Schadensbehebung bis hin zur Ersatzgerätstellung auf Wunsch. Alles Argumente, die uns nachhaltig überzeugen.“

Waldemar Malik, Medizintechnik, Klinikum der Stadt Ludwigshafen





Vor der Reparatur



Nach der Reparatur



Vor der Reparatur



Nach der Reparatur

„Kaputte medizinische Diagnosesysteme behindern nicht nur eingespielte Praxisabläufe, sondern kosten während der Ausfallzeit auch bares Geld. Mit der Medi-CENT Innovation AG steht uns ein erfahrener Problemlöser zur Seite, der für die unterschiedlichsten Defektarten bei allen gängigen Gerätemarken und -typen eine souveräne Expertise mitbringt, um sie schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu machen. Diese Flexibilität, gepaart mit fairen Konditionen, wissen wir sehr zu schätzen.“

Fabian Kuske, Medizintechnik, Luzerner Kantonsspital

## IHRE VORTEILE SPEZIELL BEI MRT-SPULEN-REPARATUREN

- Werkstätten zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 13485
- Instandsetzung nahezu aller Marken, Modelle und Ausführungen
- Jegliche Art elektrischer, mechanischer und kosmetischer Reparaturen
- Bei Bedarf Austausch gegen neuwertige MRT-Spulen zum Reparaturpreis
- 40 bis 60 Prozent weniger Kostenaufwand im Vergleich zur Neugerät-Anschaffung



# IHRE VORTEILE SPEZIELL BEI DER ENDOSKOP-REPARATUR

STARRE ENDOSKOPE



FLEXIBLE ENDOSKOPE




- Werkstätten zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 13485
- Herstellerunabhängige Endoskop-Instandsetzung vom Fachmann
- Rasche Reparatur in 2 bis maximal 14 Tagen (abhängig vom Schadensbild)

- Ersparnis von mindestens 15 Prozent gegenüber üblichen Herstellerpreisen
- Flächendeckend in der Kundenbetreuung, sowohl in Deutschland und der Schweiz als auch international aktiv



## Typische Schäden bei flexiblen Endoskopen, die Medi-Manage/Medi-CENT für Sie beseitigen (Auswahl):



Abwinkelgummi perforiert



Einführungsschlauch geknickt oder gebrochen



Flüssigkeitskontamination (Kontrollgehäuse)




Einführungsschlauch gequetscht



Endkappe verschmort, Objektivfenster angeschlagen



Kontrollrad RL gebrochen



Gebrochene Bildleitfasern (Fiberscope)



Lichtleiter in Abwinklungssektion gebrochen





# WENN SIE FRAGEN HABEN, WIR INFORMIEREN SIE GERNE: INDIVIDUELL, KOMPETENT, FREUNDLICH.

Kontaktieren Sie uns!



Monika Wüster  
Geschäftsführerin Deutschland  
Aufsichtsratsvorsitzende Schweiz

Thomas Arens  
Geschäftsführer Deutschland  
Verwaltungsrat Schweiz



**Medi-Manage**  
Innovation

Medi-Manage Innovation GmbH  
Göttelmannstraße 48  
55131 Mainz  
Tel+ 49 (0) 6131-588 87 0  
info@medi-manage.de  
www.medi-manage.de

in Kooperation mit



**Medi-CENT**  
Innovation

Medi-CENT Innovation AG  
Teichgässlein 9  
CH-4058 Basel  
Telefon: +41 (0) 61 588 15 00  
info@medi-cent.ch  
www.medi-cent.ch